

Wir haben für Sie weiterentwickelt

und freuen uns, Ihnen den

VERBESSERTEN DROGENSPEICHELTEST RapidSTAT®

präsentieren zu dürfen:

Neues Inkubationsgehäuse:

Vereinfachtes Schließen des Deckels

Größere Öffnungen im Inkubationsgehäuse:

Vereinfachtes Pipettieren des Testes

Stärkere Negativ-Linien:

**Negativ Linien schon ab der 3. Minute sichtbar
und in der 8. Minute einfach ablesbar.**

Positive Ergebnisse 20 Minuten stabil:

**Test kann ab der 6-8 Minute ausgewertet werden -
die Ergebnisse sind bis zu 20 Minuten stabil !**

**AB JETZT
VERFÜGBAR !**

Der neue RapidSTAT®
ist ab Mai 2011 verfügbar

