



## Rapid STAT®

Rapid STAT ist ein **revolutionärer point of collection Test** für Speichel-, Oberflächenwisch- und Reinstofftestungen. Rapid STAT® verbindet die **Einfachheit** eines Speichel-, Wisch- oder Reinstofftests mit der **Sensitivität, Genauigkeit und Präzision** eines Labortests, der die Ergebnisse in **6-13 Minuten** liefert.



### AMP

Amphetamine 25 ng/ml

### BZO

Benzodiazepine 10 ng/ml

### COC

Kokain 10 ng/ml

### MTD

Methadon 15 ng/ml

### MET • MDMA

Methamphetamine 25 ng/ml •  
Ecstasy 50 ng/ml

### OPI

Opiate 10 ng/ml

### THC

Marihuana 15 ng/ml

## FLEXIBILITÄT

- Nachweis von 7 Drogen möglich
- 2 bis 7 Drogen pro Test - vielfältige Konfigurationen
- Als Speichel-, Wisch- oder Reinstofftest einsetzbar

## BEDIENERFREUNDLICH

- Einfach zu bedienen durch das 1-Hand-Clip-System
- Jede Probenentnahme kann überwacht werden
- Toilette wird nicht benötigt
- Probenentnahme in nur 30 Sekunden
- Erhöhter Speichelfluss durch innovatives Geruchsfeld
- Kein Eingriff in die Intimsphäre
- Keine manipulierten Proben
- **Ergebnisse 6-13 Minuten**
- Schnelle Ergebnisse erlauben richtige Entscheidungen

## EIGENSCHAFTEN

- Jeder Teststreifen hat eine eingebaute Verfahrenskontrolle
- Kolloid Gold Technologie = höhere Sensitivität, Genauigkeit & Präzision
- Auf Kreuzreaktion gegen die häufigsten herkömmlichen Drogen und andere Substanzen getestet
- Weist THC direkt (kein Metabolit) nach

## SCHULUNG/SERVICE

- Schulung vor Ort
- Video Training auf DVD
- Telefonischer technischer Support

SAMHSA bestätigt: "Die einzige Möglichkeit, Marihuana nachzuweisen ist durch die Originalsubstanz (THC) im Speichel...."